

BLANCONE®

CARE

Face Protective Paper

Protezione Facciale | Gesichtsschutz | Protection du visage
Protección facial | Proteção facial
Papier voor gezichtsbescherming | Beskyttelsespapir til ansigtet
Suojapaperi kasvoille | Ansiktbeskyttende papir
Ansiktsskyddspapper | Papier ochronny do twarzy
Ochranný papír na obličej | Ochranný papír na tvár
Hârtie pentru protecția feței | Защитный лист для лица
Yüz Koruyucu Kağıt | حجاب قوام قرو



REF 030108

LOT 00122



IDS Spa - 17100 Savona - Italy
Via Valletta San Cristoforo, 28/10
Tel. +39 019 862080 - www.idsdenital.it

www.blancone.eu/pro

Name: Guangxi Ehall Medical Technology Co.,Ltd
Address: ROOM 6108, 6F KECHUAN BLDG,
25-1, KEYUAN ROAD NANNING, GUANGXI, CHINA

EC REP SUNGO EUROPE B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-00000247

Rev.0 - Jan, 2022

BLANCONE®

CARE

Face Protective Paper

GB Face Protective Paper

INTENDED USE

BlancOne® CARE Face Protective Paper is intended to be waterproof and screening (>99%) blue light during teeth whitening treatment. Avoid drops scattered across the face during treatment. It is provided disposable and non-sterile.

MATERIAL

Medium size (18x16 cm) Face Protective Paper made by PE Film 50% & 50% PP non-woven cloth. Latex Free.

INSTRUCTION FOR USE

To lay the face protective paper flat in front of the patient's mouth, and then put the silicone retractor in front the face protective paper to protect the face. Single use only.

STORAGE

The product should be stored in a cool dry area, away from heat and direct sunlight.

DISPOSAL

Please dispose the product after use to comply with local regulation

PACKAGING

30 pcs Facial Protection
+ 1 Ziplock bag

IT Protezione Facciale

INDICAZIONI D'USO

La protezione facciale BlancOne® CARE è indicata per schermare il viso (>99%) evitando irraggiamento diretto di luce blu durante il trattamento di sbiancamento dei denti. Inoltre protegge da eventuali gocce di materiale sbiancante che potrebbero depositarsi sul viso durante il trattamento. La protezione è monouso e non sterile.

MATERIALE

Misura Media (18x16 cm) Protezione Facciale prodotta in PE Film 50% & 50% PP tessuto non tessuto. Senza lattice.

ISTRUZIONI D'USO

Posizionare la protezione facciale davanti alla bocca del paziente, inserire l'apribocca in silicone davanti alla protezione facciale per proteggere la pelle. Monouso.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in una zona fresca e asciutta, lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

SMALTIMENTO

Si prega di smaltire il prodotto dopo l'uso nel rispetto delle norme vigenti.

CONFEZIONAMENTO

30 pz. Protezione facciale
+ 1 Bustina con zip



BLANCONE®

CARE

CE

DE Gesichtsschutz

HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Der Gesichtsschutz BlancOne® CARE eignet sich für die Abschirmung des Gesichts (>99%), wobei die direkte Bestrahlung von blauem Licht während der Zahnaufhellungsbehandlung vermieden wird.

Außerdem schützt er vor etwaigen Tropfen des Aufhellungsmaterials, die am Gesicht haften bleiben könnten. Der Schutz ist zum Einmalgebrauch bestimmt und nicht steril.

MATERIAL

Mittlere Größe (18x16 cm) Gesichtsschutz, hergestellt in PE Film 50% & 50% PP Vlies. Latexfrei.

HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Den Gesichtsschutz vor dem Mund des Patienten positionieren, die Mundsperrle aus Silikon vor dem Gesichtsschutz einführen, um die Haut zu schützen. Einmalgebrauch.

LAGERUNG

Das Produkt muss an einem frischen und trockenen Ort, fern von Hitzequellen und direktem Sonnenlicht aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG

Das Produkt nach dem Gebrauch bitte unter Beachtung der gültigen Vorschriften entsorgen.

PACKUNG

30 Stck. Gesichtsschutz
+ 1 Beutel mit Reißverschluss

FR Protection du visage

INDICATIONS POUR L'UTILISATION

La protection du visage BlancOne® CARE est indiquée pour protéger le visage (>99%) en évitant le rayonnement direct de la lumière bleue durant le traitement de blanchiment des dents.

Elle protège également contre les gouttes de substance de blanchiment qui pourraient se déposer sur le visage (>99%) durant le traitement. La protection est à usage unique et elle n'est pas stérile.

MATÉRIEL

Taille moyenne (18x16 cm) Protection du visage en PE Film 50% et 50% PP tissu non tissé. Sans latex.

MODE D'EMPLOI

Poser la protection de visage devant la bouche du patient, introduire l'écarteur de bouche en silicone devant la protection du visage afin de protéger la peau. Pour usage unique.

CONSERVATION

Le produit doit être conservé dans un lieu frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

MISE AU REBUT

Au terme de l'utilisation, veuillez éliminer le produit conformément aux normes en vigueur.

CONDITIONNEMENT

30 pièces Protection du visage
+ 1 pochette à fermeture éclair

ES Protección facial

INDICACIONES DE USO

La protección facial BlancOne® CARE está indicada para proteger el rostro (>99%), evitando la irradiación directa de luz azul durante el tratamiento de blanqueamiento dental.

Además, protege de las posibles gotas de material blanqueador que podrían caer en la cara durante el tratamiento. La protección es monouso y no estéril.

MATERIAL

Medida media (18x16 cm) Protección facial fabricada en película de poliéster al 50% y tela no tejida de polipropileno al 50%. Sin látex.

INSTRUCCIONES DE USO

Colocar la protección facial delante de la boca del paciente, introducir el abre bocas de silicona delante de la protección facial para proteger la piel. Monouso.

ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en una zona fresca y seca, alejado del calor y de la luz del sol directa.

ELIMINACIÓN

Se ruega eliminar el producto después de su uso observando las normas vigentes.

ENVASE

30 unidades Protección facial
+ 1 bolsita con cremallera

PT Proteção facial

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A proteção facial BlancOne® CARE é indicada para proteger o rosto (>99%), evitando a irradiação direta de luz azul durante o tratamento de branqueamento dos dentes.

Também protege de eventuais gotas de material branqueador que possam cair no rosto durante o tratamento. A proteção é descartável e não esterilizada.

MATERIAL

Tamanho Médio (18x16 cm) Proteção facial fabricada em película de PE 50% e 50% PP tecido não tecido. Sem látex.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Posicionar a proteção facial à frente da boca do paciente, inserir o abre-bocas de silicone à frente da proteção facial para proteger a pele. Descartável.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser conservado num local fresco e seco, afastado do calor e da luz solar direta.

ELIMINAÇÃO

Eliminar o produto após a utilização e em respeito das normas vigentes.

EMBALAGEM

30 unid. Proteção facial
+ 1 Saqueta com zip

BLANCONE®

CARE

CE

