

GB Water Jet Tablets

Are fast dissolving effervescent dental tablets for use in water flossers, scalars and air prophyl tanks, designed to keep water flossers and your professional unit, fresh and smelling fresh. Have a pleasant spearmint flavor and a blue color that resembles hygiene. It also contains fluoride which prevents the onset of caries and strengthens tooth enamel. Are ideal for preventing debris build up and removing plaque from spaces in between teeth, producing an even, deeper clean, designed to last all day. Improves cleaning at and below (with periodontal tip) the gum line, which is equally important for preventing bad breath and gum disease.

1. Place one tablet into Water Flosser tank for every 200ml of water.
2. Allow the tablet to dissolve fully before using the Water Flosser as per normal.



FR Comprimés pour hypodenseurs

Sont des comprimés dentaires effervescentes à dissolution rapide pour hypodenseurs dentaires, détartreurs et unités de prophylaxie d'air d'hygiène dentaire, formulés pour en conserver une bonne odeur de fraîcheur. Dégagent un agréable parfum de menthe verte et une coloration bleue garantissant la bonne hygiène. Contiennent du fluorure qui prévient la formation de caries et renforce l'émail des dents.

Sont parfaits pour prévenir l'accumulation de saletés et pour éliminer la plaque dans les espaces entre les dents, pour assurer une propreté encore plus intense qu'au bout de toute la journée. Améliorent le nettoyage sur et sous (avec une embouche parodontale) les gençives, essentiel pour prévenir la mauvaise haleine et la maladie gingivale.

MODE D'EMPLOI

1. Placer un comprimé pour 200 ml d'eau dans le réservoir de l'hypodenseur.
2. Laisser se dissoudre entièrement le comprimé avant d'utiliser l'hypodenseur.

NL Tabletten voor waterflossers

Het zijn snel oplosbare tandheelkundige bruis-tabletten voor gebruik in waterflossers, scalars en profylaxe-luchtanks, ontworpen om waterflossers en uw behandelunit fris te houden en fris te laten ruiken.

Ze hebben een aangename groene muntsmaak en een hygienisch uitziende blauwe kleur, bevatten ook fluoride die het ontstaan van caries voorkomt en het tandglazuur versterkt. Ze zijn ideaal voor het voorkomen van tandplak en het verwijderen van plaque uit de ruimtes tussen de tanden met als resultaat een nog grondiger dieptereiniging die de hele dag duurt.

Ze verbeteren de reiniging op en onder (met parodontale punt) de tandvleesrand, wat ook belangrijk is om een slechte adem en tandvleesontsteking te voorkomen.

INSTRUCTIES

1. Doe één tablet in het waterreservoir van de waterflosser voor elke 200 ml water.
2. Laat de tablet volledig oplossen alvorens de waterflosser te gebruiken.

IT Compresse per Idropulsori

Comprende dentali effervescenti a rapida dissoluzione da utilizzare nei serbatoi di idropulsori, ablativi e pulitori a getto d'aria, progettate per mantenere gli idropulsori e la tua unità professionale freschi e profumati. Hanno un gradevole sapore di menta verde ed un colore blu che evoca igiene e pulizia, contengono inoltre fluoruro che previene l'insorgenza di carie e rinforza lo smalto dei denti.

Sono ideali per prevenire l'accumulo di detriti e rimuovere la placca tra gli spazi interdentali, producendo una pulizia uniforme e profonda, garantita per durare tutto il giorno. Migliorano la pulizia sopra e sotto il bordo gengivale (con la punta parodontale), che è altrettanto importante per prevenire l'alitosi e le malattie parodontali.

ISTRUZIONI

1. Inserire una compressa nel serbatoio dell'idropulsore per ogni 200 ml di acqua.
2. Lasciare che la compressa si scioglia completamente prima di utilizzare l'idropulsore.

ES Tablettes para irrigador bucal

Son comprimidos dentales efervescentes de disolución rápida para limpiar irrigadores dentales, raspadores y tanques de profilaxis por aire. Están concebidos para mantener los irrigadores y su unidad profesional siempre limpios y con un olor fresco. Tiene un agradable sabor a menta y un color azul de aspecto higiénico. Además, contiene fluor que previene la aparición de caries y refuerza el esmalte dental. Son ideales para prevenir la acumulación de partículas y eliminar la placa de los espacios interdenciales, con lo que se consigue una limpieza uniforme y más profunda, que dura todo el día. Mejora la limpieza en la línea de las encías y por debajo de ella (con la punta para periodoncia), lo que es igualmente importante para prevenir el mal aliento y las enfermedades gingivales.

INSTRUCCIONES

1. Coloque una tableta en el depósito del irrigador por cada 200 ml de agua.
2. Dejar que la tableta se disuelva completamente antes de utilizar el irrigador bucal.

DA Tabletter til Water Flosser

Hurtigoploselige brusetabletter til brug i vandtrådsapparat, tandrensingsinstrumenter og profyl-luftbeholdere designet til at holde vandtråde og din professionelle enhed rene og friske.

Har en behagelig grønnymtesmag og en blå farve, der minder om hygiejne. Den indeholder også fluor, som forhindrer opståen af caries og styrker tandemaljen. Er ideelt til at forhindre opbygning af snævs og fjerne plak fra mellemrum mellem tænderne, hvilket giver en jævn, dybere rengøring, designet til at holde hele dagen. Forbedrer rengøringen ved og under (med parodontale spids) tandkødskanter, hvilket er lige så vigtigt for at forhindre dårlig ånde og tandkøds sygdomme.

BRUGSANVISNING

1. Læg en tablet i Water Flosser-beholderen for hver 200 ml vand.
2. Lad tabletten blive helt opløst, før du bruger din Water Flosser på normal vis.

DE Tabletten für Mundduschen

Sind schnell auflösende Brausetabletten für die Verwendung in Mundduschen, Zahneinstreumern und Air Prophy Tanks. Sie wurden entwickelt, um Mundduschen und Ihr professionelles Gerät frisch und frisch riechend zu halten. Sie haben einen angenehmen Minzgeschmack und eine blaue Farbe, die an Hygiene erinnert. Außerdem enthalten sie Fluorid, das die Entstehung von Karies verhindert und den Zahnschmelz stärkt. Sie sind geradezu ideal, um Ablagerungen zu verhindern und Plaque aus den Zahnschmelzräumen zu entfernen, wodurch eine gleichmäßige, gründliche Reinigung erreicht wird, die den ganzen Tag anhält.

Verbessert die Reinigung am und unterhalb des Zahnfleischsaums (mit der Parodontaltabelle), was für die Vorbeugung von Mundgeruch und Zahnfleischerkrankungen ebenso wichtig ist.

ANLEITUNG

1. Geben Sie pro 200 ml Wasser eine Tablette in den Wasserstark der Munddusche.
2. Lassen Sie die Tablette vollständig auflösen bevor Sie die Munddusche wie gewohnt benutzen.

PT Compressas para Hidropulsor

São pastilhas dentárias efervescentes de dissolução rápida para utilizar em irrigadores aóris, destartarizadores e reservatórios de profilaxia a ar, concebidas para manter os irrigadores e a sua estação profissional frescos e a cheirar a fresco. Com um agradável sabor a hortelã e uma cor azul que evoca higiene, contém também fluor que previne o aparecimento de cáries e fortalece o esmalte dos dentes. São ideais para prevenir a acumulação de resíduos e remover a placa bacteriana dos espaços entre os dentes, produzindo uma limpeza uniforme e mais profunda, desenvolvida para durar todo o dia.

Melhoram a limpeza na linha gengival e abaixo dela (com a ponta periodontal), o que é igualmente importante para prevenir o mau hálito e as doenças gengivais.

INSTRUÇÕES

1. Inserir uma compressa no reservatório do hidropulsor para cada 200 ml de água.
2. Deixar a compressa dissolver completamente antes de utilizar o hidropulsor.

FI Water Flosser -tabletit suunhuuhtelutalutteenen

Nopeasti liukenevia hammasporetabletteja, joita käytetään hammassävynkäsissä, hammaskivienpoistajissa ja imälaitolitusväliköissä; tabletit pitävät hammassävynliikuit ja armmattimatset yksiköt raikkaina ja puhtaantuuksuisina. Miellyttäviä mintun maku ja sininen väri, joka antaa hygieenisen ulkonäön, sisältää lisäksi fluoria, mikä ehkäisee kariesin ilmestymistä ja vahvistaa hammaskiillettä. Ehkäisevät hanteleisien lian kertymistä ja irrottavat plakkia hammassävyleistä, mahdollistaen vielä syvemmän puhdistuksen, joka kestää koko päivän.

Lisää puhtautta ienrangaissa ja sen alla (periodontaalisella kärjellä), mikä on myös tärkeää pahanhajuisten hengityksen ja iensaurauksen ehkäisemiseksi.

OHJEET

1. Aseta yksi tabletti suunhuuhtelutalutteen vesiallioon jokaista 200 ml vettä kohden.
2. Anna tablettiin liueta täysin ennen suunhuuhtelutalutteen käyttöä.

NO Mundusjtabletter

Er brusende hurtiglopløselige tannpleieletter for bruk i munnskyllere, skalere og luftprofylaksbeholdere. De er utviklet for å holde munnskyllere og profesjonelle innretninger friske og gi en frisk duft.

Har en behagelig smak av mint og er blå farge som assosieres med hygiene, og inneholder fluor som forebygger karies og styrker tannemalen.

Er ideell for å forhindre oppsamling av matrester og fjerner plak fra mellom tennene, og gir en dypere rengjøring som varer hele dagen.

Forbedrer rengjøring i og under (med periodontal spiss) tannkjøttrendene, noe som særlig er viktig for å forhindre årdige ånde og tannkjøtt sykdommer.

BRUKSANVISNING

1. Tilsett én tablett per 200 ml vann i mundusjtanen.
2. La tableten løses helt opp før du bruker mundusjtanen som normal.

CZ Tablety pro ústní sprchy

Rychle rozpustné šumivé dentální tablety pro použití v ústních sprchách, scalerech a nádržkách pro profylaxi vzduchem, určené k udržení svěžesti a vůně ústních sprch a vašeho profesionálního zařízení.

Mají příjemnou mátovou příchut' a modrou barvu, která je vnímána jako barva hygienické čistoty, obsahují také fluorid, který zabraňuje vzniku zubního kazu a posiluje zubní sklovinu.

Súna ideální pro prevencu usazování nečistot a k odstranění pláku z mezizubních prostor, což zajišťuje rovnoměrně a hlubší čištění, které vydrží po celý den. Důležitější vyčistí oblast dásní i pod nimi (periodontální spíčkou), což je důležité pro prevenci zápachu z úst i omezení dásní.

NAVOD:

1. Vložte tabletu do nádržky ústní sprchy na každých 200 ml vody.
2. Před použitím ústní sprchy nechte tabletu úplně rozpustit.

RU Таблетки для ирригатора

Это быстрорастворимые шипучие стоматологические таблетки для использования в водных флосерах, скалерах и аппаратах Air Flow, предназначенные для поддержания свежести и запаха водных флосеров и вашего профессионального аппарата.

Имеют приятный мятный вкус и голубой цвет, напоминающий о гигиене, а также содержат фтор, который предотвращает возникновение кариеса и укрепляет зубную эмаль.

Идеально подходит для предотвращения скопления налета и удаления зубного налета из промежутка между зубами, обеспечивая равномерную и глубокую чистку, рассчитанную на весь день.

Улучшает окислитель на уровне и ниже (с помощью пародонтальной наочники) линии десны, что не менее важно для предотвращения неприятного запаха изо рта и заболеваний десен.

ИНСТРУКЦИИ

1. Поместите таблетку (одну на каждые 200 мл воды) в резервуар ирригатора.
2. Дождитесь полного растворения таблетки, прежде чем использовать ирригатор как обычно.

SV Vattenflossertabletter

Ar snabblosta brustabletter for anvending i munduscher, landskraper og tankar til polerapparat. De håller munduschen og de enheter du jobbar med fráscha og våldofstanda.

Den har en god smak av spearmint og en blå farg som ger en kansas av god hygien, og innehåller åven fluor som forebygger karies og styrker tandemalen.

Forebygger smutsavlagring og avlagsnar plak mellom tanderna for en jammere og grundigare rengjoring som varer hela dagen.

Rengjør mer effektivt við och under (med periodontal spets) tandkottskanten, något som er mycket viktigt for att forebygga dålig andrétt och tandkottssjukdomar.

BRUKSANVISNING

1. Lagg en tablett i vattenflosseranten per 200 ml vann.
2. Låt tableten lösas upp helt innan du använder vattenflossern som vanlig.

SK Tablety pro ústné sprchy

Rychlo rozpustné šumivé dentálne tablety sú určené na použitie v ústnych sprchách, odstraňovačoch zubného kamea a vzduchových nádržkách profylaktických nástrojov. Slúžia na udržiavanie sviežosti a vône ústnych sprch a profesionálnych zariadení.

Majú príjemnú mátovú príchuť a modrú farbu, ktorá navodzuje pocit hygieny. Okrem toho obsahujú aj fluorid, ktorý zabraňuje vzniku zubného kazu a posiluje zubnú sklovinu. Sú ideálne na prevenciu usadzovania nečistôt a odstraňovanie zubného povlaku z medzizubných priestorov, takže zaisťujú rovnomerné, hlboké čistenie pretvárajúce celý dent. Zdokonaľujú čistenie v oblasti línie dásne a pod ňou (pomocou periodontálneho hrotu), čo je rovnako dôležité z hľadiska prevencie zápachu z úst a ochorení dásien.

NAVOD:

1. Vložte tabletu do nádržky ústnej sprchy po každých 200 ml vody.
2. Pred použitím ústnej sprchy nechaťe tabletu úplne rozpustit.

TR Ağız Duşu Tabletleri

Ağız duşları, tartar temizleme aletleri ve hava destek tanklarında kullanılmı hızlı çözölen efervesan dentel tablettlerdir. Ağız duşlarını ve profesyonel cihazınızı temiz tutmak ve temiz kokusunu sađlamak için tasarlanmıstır.

Hoş bir nane aroması ve hijyeni yansıtan mavı bir renge sahip olan bu ürün aynı zamanda çürük oluşumunu önleyen ve diş minesini güçlendiren florür içerir.

Kaliteli birkimlini önlemesi ve dişler arasındaki boğuklukları plağın birikimini önler için idealdir. Ekstisi tüm çürük seklide tasarlanmıstır, derinlemesine bir temizlik sağlar. Diş etı hattını altını ve üstünü (periodontal üst) daha iyi temizler, bu da ağız kokusunu ve diş etı hastalıklarını önlemek açısından aynı seklide önem taşır.

TALIMATLAR

1. Her 200 ml su için Ağız Duşu haznesine bir tablett yerleştirin.
2. Ağız Duşunu kullanmadan önce tablettin tamamen çözölmemesini bekleyin.

PL Tabletki do irygatorów do zębów

Są to szybko rozpuszczające się musujące tabletki dentystyczne do stosowania w irygatorach, skalercach i zbiornikach polerek pneumatycznych, opracowane tak, aby zapewnić świeżość i przyjemny zapach irygatora i profesjonalnego urządzenia. Mają one przyjemny miętowy smak i niebieski kolor, kojarzący z higieną, zawierają także fluor, który zapobiega powstawaniu próchnicy i wzmacnia szkliwo zębów.

Idealnie zapobiegają odkładaniu się zanieczyszczeń i usuwają płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębnych, zapewniając równomiernie, głębsze czyszczenie, które utrzymuje się przez cały dzień.

Poprawiają czyszczenie na linii dziąsła i poniżej niej (z korówką przyzębłą), co jest również ważne w zapobieganiu nie-wiższemu odciążeniu i chorobom dziąsła.

INSTRUKCJA

1. Włóżć jedną tabletkę do zbiornika irygatora na każde 200 ml wody.
2. Przed użyciem irygatora sprawdźć całkowicie rozpuszczenie się tabletki.

RO Tablete pentru irigatoare

Sunt tablete dentare efervescente cu dizolvare rapidă, concepute pentru a fi utilizate cu ata dentară, aparatele de detaraj și sisteme de profilaxie cu aer, pentru a menține ata dentară și aparatele profesionale proaspete și cu miros plăcut.

Au o aromă plăcută de mentă și o culoare albastră sugestivă pentru igienă și conțin fluor care previne apariția carilor și înălește smaltul dentar.

Sunt ideale pentru a preveni acumularea de rezidui și pentru a îndepărta placa bacteriană din spațiile dintre dinți, realizând o curățare uniformă, mai profundă, concepută să reziste întreaga zi.

Imbunătățesc curățarea la și sub (cu vârful parodontal) linia gingivală, ceea ce este la fel de important pentru prevenirea respirației urât mirositoare și a bolilor gingivale.

INSTRUCȚII

1. Introduceți o tabletă în rezervorul irigatorului pentru fiecare 200ml de apă.
2. Înainte de utilizarea irigatorului, lăsați tableta să se dizolve complet.

AR أقراص لجهاز تنظيف الأسنان بالماء

هي أقراص فورية سريعة الذوبان لثلاث استخدام في محطات تنظيف الأسنان بالماء، والفتحات، وإزالتها أي برودة، وهي مصممة للحفاظ على نظافة وتعطش الامامة. تنظيف الأسنان بالماء وحيدة طب الأسنان الخاصة بك.

أيضا تكون نضاج لطيفة ولون أزرق يحاكي شعور النظافة. كما أنها آمنة على الفولاذ. الذي يمنع ظهور الصدوس ويؤتي مينا الأسنان.

وهي مثالية لمنع تراكم البلاك والبلاك وإزالة الفلور بين الأسنان، مما يؤدي إلى تنظيف عميق ونضاج بدون طوابق.

وتعزز من التنظيف (استخدام طرف دوامع الأسنان) عند خط اللثة وتمتد والذي يمنع هاتنا أيضا اللؤلؤة من راحة الفم الكثرة (الأسنان) اللثة.

التعليمات

1. اضع وجع قرصاً واحداً في حزان جهاز تنظيف الأسنان بالماء كل 200 مل ماء.
2. يتأكد الفحص ليدوب تمامًا قبل استخدام جهاز تنظيف الأسنان بالماء.