

I

OPTICORE POST Frese Endodontiche di Precisione

Le frese endodontiche di precisione Opticore Post sono disponibili per tutti i tipi e diametri dei perni in fibra Opticore Post.

Seguire le istruzioni d'uso degli Opticore Post per l'utilizzo delle frese nella preparazione del canale endodontico.

NOTA: Le frese endodontiche sono un valido ausilio per determinare la profondità di utilizzo dei perni endodontici.

MANUTENZIONE Le frese sono in acciaio inox.

Dopo ogni utilizzo lo strumento deve essere accuratamente pulito dei residui e sciacquato abbondantemente sotto acqua corrente. Deve essere sterilizzato a calore umido a 134°C per 5 minuti di ciclo completo. Tempo di asciugatura 10 minuti.

Con riguardo alle modalità di sterilizzazione, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante della sterilizzatrice.

In ogni caso sarà necessario prima di effettuare le operazioni di sterilizzazione, pulire il dispositivo con acqua pulita corrente e inserirlo all'interno delle apposite bustine monouso, prima di collocare il dispositivo all'interno dell'autoclave.

AVVERTENZE:

E' responsabilità dell'utilizzatore confezionare il dispositivo in maniera adeguata prima della sterilizzazione.

L'uso di sostanze come soda caustica, sali, mercurio così come chemiclave, possono modificare la brillantezza e l'aspetto estetico degli strumenti senza comunque compromettere la loro funzionalità.

Possono essere utilizzate fino alla diminuzione della capacità di taglio.

CE 0546 Rev3 - Sept 16, 2014

The logo for International Dental Supply (IDS) features the letters 'IDS' in a bold, stylized font. The 'I' and 'D' are connected, and the 'S' is separate. The letters are white with a grey shadow effect, set against a dark background.

INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY

International Dental Supply Srl
Via Valletta San Cristoforo 28/10
17100 Savona (SV) - ITALY

Tel +39 019-862080

www.idsdental.it

email: info@idsdental.it



OPTICORE POST Endodontic Precision Drills

Opticore Post endodontic precision drills, are available for all kind and size of Opticore fiber posts.

Please follow Opticore Post user's instructions as concern the use of drills during endodontic canal preparation.

NOTE: Endodontic drills can be used to determine the usefull length of the post.

INSTRUMENT CARE

After each use, the instrument must be thoroughly cleaned of debris and rinsed thoroughly under running water. Must be moist heat sterilized at 134° C for 5 minutes complete cycle. 10 minutes dry time. With regard to sterilization mode, refer to the instructions for use supplied by the manufacturer of the sterilizer. In any case you must before sterilization operations, clean the device with water and place it inside the special disposable bags before placing the device inside the autoclave.

WARNING: it is the responsibility of the user to pack the device properly before sterilization.

Using soda, salt, mercury as well as chemiclaving, could compromise shining and aspect of the instrument without reducing its cutting efficiency.

Can be used up to a decrease in cutting capacity.

CE 0546 Rev3 - Sept 16, 2014



INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY

International Dental Supply Srl
Via Valletta San Cristoforo 28/10
17100 Savona (SV) - ITALY
Tel +39 019-862080
www.ids dental.it
email: info@idsdental.it