


waterpik®

Waterpik® Sensonic® Professional Toothbrush



**Waterpik® Sensonic®
Professional Zahnbürste**

**Brosse à dents professionnelle
Waterpik® Sensonic®**

**Waterpik® Sensonic®
professionele tandenborstel**

**Spazzolino elettrico Waterpik®
Sensonic® Professional**

**Cepillo de dientes profesional
Waterpik® Sensonic®**

.....
www.waterpik.com

WELCOME

Congratulations, as an owner of the Waterpik® Sensonic® Professional Toothbrush, you are now on your way to better plaque removal, naturally whiter teeth, and a healthier smile!

The Sensonic® Professional Toothbrush utilizes an ultra high bristle speed and wide range of brushing motion. As a result, the Sensonic® Professional Toothbrush generates superior cleaning action and delivers improved plaque removal, healthier gums, and a fresh clean feeling.

Thank you for choosing the Waterpik® Sensonic® Professional Toothbrush.

TABLE OF CONTENTS

| | |
|--|----|
| Important Safeguards | 4 |
| Product Description | 6 |
| Getting Started | 8 |
| Care of your Waterpik® Sensonic® Professional Toothbrush | 10 |
| Limited Two-Year Warranty | 11 |

IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT SAFEGUARDS

As with any electrical product, especially when children are present, always follow these basic safety precautions. The safeguards below should always be followed.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle the plug with wet hands.
- Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not immerse charger in water or other liquid.
- Do not handle charger base while bathing.
- Do not reach for a charger that has fallen into any liquid. Unplug immediately.

WARNING:


To reduce the risk of burns, electric shock, fire, serious injury or damage to tissue:

- Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has dropped into any liquid. Return the product to a Water Pik, Inc. Authorized Service Center.
- Closely instruct and supervise children and individuals with special needs in the proper use of this product.
- Be sure only the bristles of the toothbrush touch your teeth and gums when using the device.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- For household use only. Do not use outdoors.
- Use only those attachments, including toothbrushes and interdental brushes, which are recommended by Water Pik, Inc.
- Keep charging unit and cord away from heated surfaces.
- Do not operate or use where oxygen or aerosol sprays are being used.


- To ensure that your charger base does not accidentally fall and submerge in water, mount it on the wall.
- If your physician or cardiologist has advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult with your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Pacemaker wearers and persons with medical implants containing magnets or electronics: contact your physician before using this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT DESCRIPTION




Your Sensonic® Professional
Toothbrush can be easily mounted
to the wall using the enclosed items.



GETTING STARTED


Charging the Sensonic® Professional Toothbrush

Charge for 16 hours before first use. The charge indicator on the handle will flash when charging and will stay on continuously when the unit is fully charged. A full charge will last for approximately 1 week of typical use (2 minutes of brushing twice a day).




Sonic brushing

- Slide the brush head onto the handle. Push brush head down until it locks into place on handle.
- Place the brush head into your mouth before turning the unit on.
- Select low or high brushing speed by pressing power button after unit is on. Press button once for low speed, and twice for high speed.
 - Low speed – gentle cleaning and gum massage
 - High speed – superior plaque removal
- For best results, position brush along gum line at a 45-degree angle.
- Use a lighter brushing pressure than when using a manual toothbrush to optimize sonic cleaning effectiveness.



- Move the brush slowly around entire mouth. Many dentists recommend spending 30 seconds in each of the four quadrants of your mouth.
- Quad Timer: your Sensonic® Professional Toothbrush will create a short stuttering sound every 30 seconds, to remind you to move to the next section of your mouth.



Using the interdental brush

- Slide the interdental brush head onto the handle. Push brush head down until it locks into place.
- Brush may be used with or without toothpaste.
- Place brush tip perpendicular to gum line between two teeth.
- Turn on power handle and lightly follow crevices between teeth.



CARE OF YOUR WATERPIK® SENSONIC® PROFESSIONAL TOOTHBRUSH

1. After each use, turn off unit, remove the brush head from the handle and rinse brush head under water.
2. Wipe the handle dry after each use.
3. Periodically, clean the charger base by unplugging the unit and wiping with a damp cloth.

Service

There is no required routine service maintenance and this product cannot be repaired.

For all your warranty and accessory needs, please visit www.waterpik.com, click on "Product Support" and the "Service" link for your nearest Authorized Service Center. Shipment of product directly to Waterpik offices may delay service.

When outside of the United States: Contact your local dealer or write Water Pik, Inc. for the address of the nearest authorized service center.

Battery Disposal

The power handle contains a Nickel Metal Hydride battery, which does not contain heavy metal and is environmentally friendly. The battery is not replaceable. At the end of the battery life, please recycle the power handle at your nearest recycling center.

Important Precautions

Using Arm & Hammer® PeroxiCare® toothpaste, abrasive or chemical cleaners may damage the plastic housing of this product. Use of these products voids this product warranty.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will repair or replace at its discretion any part of the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as brush heads/ user replaceable batteries/etc.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

WILLKOMMEN!

Herzlichen Glückwunsch! Als Besitzer der Waterpik® Sensonic® Professional Zahnbürste sind Sie auf dem Weg zu gründlicherer Zahnbelagentfernung, natürlich weißeren Zähnen und einem gesünderen Lächeln!

Die Borstengeschwindigkeit der Sensonic® Professional Zahnbürste ist ultrahoch und die Bürstbewegungen decken einen weiten Bereich ab. Daher bietet die Sensonic® Professional Zahnbürste eine außerordentliche Reinigungswirkung und führt zu besserer Zahnbelagentfernung, gesünderem Zahnfleisch und einem Gefühl der Frische und Sauberkeit.

Vielen Dank, dass Sie die Waterpik® Sensonic® Professional Zahnbürste gewählt haben.

| | |
|---|----|
| Wichtige Sicherheitshinweise | 14 |
| Produktbeschreibung | 16 |
| Betrieb | 18 |
| Pflege der Waterpik® Sonic® Professional Zahnbürste | 20 |
| 2-jährige Garantie | 21 |

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wie bei allen elektrischen Geräten müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, insbesondere wenn Kinder anwesend sind. Die nachstehenden Sicherheitsvorkehrungen müssen immer befolgt werden.

VOR DEM GEBRAUCH BITTE ALLE ANWEISUNGEN LESEN.

GEFAHR:

Stromschlaggefahr vermeiden!

- Stecker nicht mit nassen Händen handhaben.
- Das Ladegerät nicht an Stellen aufstellen oder lagern, an denen es in die Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Das Ladegerät nicht beim Baden handhaben.
- Nicht nach dem Ladegerät greifen, wenn es in eine Flüssigkeit gefallen sein sollte. Sofort den Netzstecker ziehen.

VORSICHT:


Vermeiden Sie Verbrennungen, Stromschlag, Feuer, schwere Verletzungen oder Gewebeschäden:

- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, der Netzstecker oder das Kabel beschädigt ist, nach einem Fall, nach Beschädigung oder nach Eintauchen in eine Flüssigkeit. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service-Center von Water Pik, Inc.
- Geben Sie Kindern und Personen, die besondere Hilfe benötigen, genaue Anweisungen in der richtigen Bedienung des Geräts.
- Nur die Borsten der Zahnbürste dürfen die Zähne oder das Zahnfleisch berühren, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur entsprechend der Angaben in dieser Anleitung oder gemäß den Empfehlungen Ihres Zahnarztes.
- Nur für den Heimgebrauch. Nicht im Freien verwenden.
- Nur von Water Pik, Inc. empfohlenes Zubehör verwenden, wie Zahnbürsten und Interdentalbürsten.
- Ladegerät und Netzkabel dürfen nicht in die Nähe heißer Oberflächen gelangen.


- Nicht einsetzen, wenn Sauerstoff oder Sprühdosen verwendet werden.
- Das Ladegerät an der Wand befestigen, so dass es nicht versehentlich ins Wasser fallen kann.
- Wenn Ihr Arzt oder Kardiologe die Einnahme von Antibiotika vor einer Zahnbehandlung empfohlen hat, müssen Sie mit Ihrem Zahnarzt sprechen, bevor Sie dieses Gerät oder ein anderes Gerät zur Mundhygiene verwenden.
- Träger von Herzschrittmachern und Personen mit medizinischen Implantaten, die Magnete oder Elektronik enthalten: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

PRODUKTBESCHREIBUNG




Die Sensonic® Professional
Zahnbürste kann mit den
mitgelieferten Teilen leicht an der
Wand befestigt werden.




**Laden der Sensonic®
Professional Zahnbürste
Vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden
lang laden.** Die Ladeanzeige am Griff blinkt

während des Ladens und leuchtet ständig, wenn das Gerät ganz aufgeladen ist. Eine volle Ladung reicht bei normalem Gebrauch ungefähr 1 Woche (2-minütiges Bürsten zwei mal am Tag).



Schallbürsten


- Die Bürste auf den Griff aufsetzen. Den Bürstenkopf nach unten drücken, bis er auf dem Griff einrastet.
- Den Bürstenkopf in den Mund stecken, bevor die Zahnbürste eingeschaltet wird.
- Die niedrige bzw. hohe Bürstgeschwindigkeit wird gewählt, indem bei eingeschalteter Zahnbürste auf den Einschaltknopf gedrückt wird. Einmaliges Drücken stellt die niedrige Geschwindigkeit ein, zweimaliges Drücken die hohe.
 - Niedrige Geschwindigkeit – sanftes Säubern und Zahnfleischmassage
 - Hohe Geschwindigkeit – gründlichste Zahnbelagentfernung
- Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die Zahnbürste in einem Winkel von 45 Grad zum Zahnfleischrand angesetzt wird.
- Damit die Wirksamkeit des Schallsäuberns optimal genutzt werden kann, wird beim Bürsten weniger Druck als mit einer Handzahnbürste ausgeübt.



- Die Zahnbürste langsam durch den Mund führen. Viele Zahnärzte empfehlen, jedes Mundviertel 30 Sekunden lang zu bürsten.
- Zeitgeber: Die Sensonic® Professional Zahnbürste erzeugt nach jeweils 30 Sekunden einen kurzen stotternden Ton, der darauf aufmerksam macht, dass die Zeit zum Säubern des Mundviertels abgelaufen ist.

Interdentalbürste

- Die Interdentalbürste auf den Griff aufsetzen. Den Bürstenkopf nach unten drücken, bis er einrastet.
- Die Bürste kann mit oder ohne Zahnpasta verwendet werden.
- Die Bürstenspitze im rechten Winkel zum Zahnfleischrand zwischen zwei Zähne setzen.
- Den Akku-Griff einschalten und den Zwischenräumen zwischen den Zähnen sanft folgen.



PFLEGE DER WATERPIK® SENSONIC® PROFESSIONAL ZAHNBÜRSTE

1. Das Gerät nach jedem Gebrauch ausschalten, den Bürstenkopf vom Griff nehmen und unter fließendem Wasser abspülen.
2. Den Griff nach jedem Gebrauch trocken wischen.
3. Die Basis mit Ladegerät gelegentlich säubern. Dazu den Netzstecker ziehen und das Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen.

Wartung

Eine regelmäßige Wartung ist nicht erforderlich und das Gerät kann nicht repariert werden.

Besuchen Sie für Fragen zur Garantie und Zubehör bitte www.waterpik.com, klicken Sie auf „Product Support“ und „Service Locator“, um ein Service Center in Ihrer Nähe zu finden. Das Einsenden des Produkts direkt an eine Waterpik-Filiale kann unseren Service verzögern.

Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas: Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder erfragen Sie die Adresse eines Kundendienstes in Ihrer Nähe schriftlich von Water Pik, Inc.

Intersanté GmbH
Abt. Kunden-Service
Berliner Ring 163 B
D-64625 Bensheim
GERMANY
Tel.: +49-6251-932810
Fax: +49 (0)6251-9328-93
www.intersante.de

Entsorgung des Akkus

Der Akku-Griff enthält einen Nickel-Metallhydrid-Akku, der keine Schwermetalle enthält und umweltfreundlich ist. Der Akku kann nicht ausgetauscht werden. Wenn der Akku nicht mehr geladen werden kann, den Akku-Griff bitte beim nächsten Recycling-Center entsorgen.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

PeroxiCare®-Zahnpasta von Arm & Hammer® sowie scheuernde oder chemische Reinigungsmittel können das Kunststoffgehäuse dieses Produkts beschädigen. Durch den Einsatz dieser Produkte wird die Produktgarantie ungültig.

Biomed AG
Ueberlandstrasse 199
CH-8600 Duebendorf
SWITZERLAND
Phone: +41 44 802 16 16
Fax: +41 44 802 16 00
www.biomed.ch

Pharmador Dentalhandelsges.m.b.H.
Ungarnstrasse 23
A-7503 Grosspetersdorf
AUSTRIA
Tel.Nr.: 0043 (0)3362/4003
Fax.Nr.: 0043 (0)3362/4003-25
www.pharmador.com

2-JÄHRIGE GARANTIE

Water Pik, Inc. garantiert dem Erstkäufer, dass dieses neue Produkt zwei Jahre lang ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Der Käufer muss zum Nachweis des Kaufdatums die Quittung und auf Anforderung das ganze Gerät vorzeigen, um den Garantieanspruch zu belegen. Water Pik, Inc. repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen alle Teile des Geräts, die als schadhaft angesehen werden, vorausgesetzt, dass das Gerät nach dem Kauf nicht missbraucht, unsachgemäß behandelt, verändert oder beschädigt wurde und gemäß den Anleitungen und nur mit von Water Pik, Inc. empfohlenem Zubehör oder Verschleißteilen benutzt wurde. Für die Installation ist der Käufer verantwortlich, sie ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Diese Garantie gilt nicht für Zubehör oder Verschleißteile wie Bürstenköpfe, vom Benutzer austauschbare Batterien usw.

Diese Garantie erkennt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte zu. Sie haben eventuell auch andere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sind.

BIENVENUE

Toutes nos félicitations ! Vous êtes le propriétaire d'une brosse à dents professionnelle Waterpik® Sensonic®, qui éliminera plus efficacement le tartre et rendra votre sourire naturellement plus blanc et plus éclatant !

Les soies de la brosse à dents professionnelle Sensonic® utilisent une vitesse ultrarapide et toute une gamme de mouvements de brossage. La brosse à dents professionnelle Sensonic® produit ainsi une action de nettoyage de qualité supérieure qui améliore l'élimination du tartre, rend les gencives plus saines et confère un sentiment de fraîcheur et de propreté.

Nous vous remercions d'avoir choisi la brosse à dents professionnelle Waterpik® Sensonic®.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| Précautions d'emploi | 24 |
| Description de l'article | 26 |
| Première utilisation | 28 |
| Entretien de votre brosse à dents professionnelle Waterpik® Soniconic® | 30 |
| Garantie limitée de 2 ans | 31 |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lorsque vous utilisez un appareil électrique quel qu'il soit, surtout en présence d'enfants, suivez toujours ces précautions élémentaires de sécurité. Respectez toujours les mesures de protection ci-dessous.

LISEZ CE MODE D'EMPLOI DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

DANGER !

Pour réduire les risques d'électrocution :

- Ne manipulez jamais la prise avec les mains mouillées.
- Ne posez pas le chargeur, et ne le rangez pas à un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas le chargeur pendant votre bain.
- Ne touchez pas le chargeur s'il est tombé dans un liquide. Débranchez-le immédiatement.

AVERTISSEMENT :


Pour réduire les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures graves et de lésions tissulaires :

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise sont en mauvais état, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans un liquide quel qu'il soit. Retournez le produit à un service après-vente agréé par Water Pik, Inc.
- Apprenez aux enfants et aux personnes handicapées à utiliser correctement l'appareil, et supervisez-les lorsqu'ils s'en servent.
- Assurez-vous que seules les soies de la brosse à dents touchent les dents et les gencives lorsque vous utilisez l'appareil.
- Utilisez l'appareil de la manière indiquée dans ce mode d'emploi ou suivez les recommandations de votre dentiste.
- Utilisation domestique uniquement. Ne pas utiliser en extérieur.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par Water Pik, Inc., notamment les brosses à dents ou brosses interdentaires.
- Maintenez le chargeur et le cordon d'alimentation loin de toutes surfaces chaudes.


- N'utilisez pas l'appareil en présence d'oxygène ou d'aérosols.
- Pour éviter que le chargeur ne tombe accidentellement dans l'eau, fixez-le au mur.
- Si des antibiotiques vous ont été prescrits comme traitement préliminaire avant des soins dentaires par votre médecin ou votre cardiologue, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil ou tout autre instrument d'hygiène bucco-dentaire.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un implant médical contenant des parties magnétiques ou électroniques : consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION DE L'ARTICLE




Votre brosse à dents professionnelle
Sensonic® peut être fixée facilement
au mur grâce aux accessoires fournis.



PREMIÈRE UTILISATION


Mise en charge de la brosse à dents professionnelle Sensonic®

Chargez l'appareil pendant 16 heures avant la première utilisation. Le voyant de charge du manche de brosse clignote durant la charge. Il reste allumé de manière continue lorsque l'appareil a fini de charger. L'appareil chargé offre une autonomie d'environ 1 semaine dans des conditions habituelles d'utilisation (2 brossages d'une durée de 2 minutes par jour).




Brossage ultrasonique

- Glissez la tête de brosse sur le manche. Enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement dans le manche.
- Placez la tête de brosse dans votre bouche avant de mettre l'instrument en marche.
- Réglez la vitesse de brossage sur lent ou rapide en appuyant sur le bouton marche/arrêt une fois l'instrument en marche. Appuyez une fois sur le bouton pour le réglage lent, et deux fois pour le réglage rapide.
 - Lent – nettoyage doux et massage gingival
 - Rapide – élimination supérieure du tartre
- Pour des résultats optimum, positionnez la tête de brosse à un angle de 45 degrés le long de la gencive.
- Exercez une pression plus faible qu'avec une brosse à dents manuelle pour optimiser l'efficacité du nettoyage ultrasonique.



- Déplacez lentement la brosse en faisant le tour complet de la bouche. De nombreux dentistes recommandent de broser chacune des quatre zones de la bouche pendant 30 secondes.
- Minuterie Quad : votre brosse à dents professionnelle Sensonic® émettra une courte alarme intermittente toutes les 30 secondes pour vous rappeler de passer à la zone suivante.



Utilisation de la brosse interdentaire

- Glissez la brosse interdentaire sur le manche. Enfoncez la brosse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.
- La brosse peut être utilisée avec ou sans dentifrice.
- Placez l'extrémité de la brosse perpendiculairement à la gencive, entre deux dents.
- Mettez le manche en marche et suivez les espaces interdentaires sans exercer de pression.



ENTRETIEN DE VOTRE BROSSÉ À DENTS PROFESSIONNELLE WATERPIK® SENSONIC®

1. Après chaque utilisation : éteignez l'appareil, retirez la tête de brosse du manche et rincez-la à l'eau.
2. Essuyez le manche après chaque utilisation.
3. Nettoyez le chargeur à intervalles réguliers. Pour cela, débranchez-le puis essuyez-le avec un chiffon humide.

Maintenance

Ce produit ne demande pas d'entretien régulier et ne peut pas être réparé.

Pour toute information sur la garantie ou les accessoires, rendez-vous sur www.waterpik.com, cliquez sur « Product Support » (Assistance produits) puis « Service Locator » (Situer un centre de service) afin de situer le centre de service agréé le plus proche. Le traitement de votre demande pourra être plus lent si vous expédiez directement le produit à Waterpik. Pour les pays autres que les États-Unis ou le Canada : contactez votre concessionnaire local ou écrivez à Water Pik, Inc. pour obtenir l'adresse du service après-vente agréé le plus proche.

Omega Pharma
Zi Des 4 Voies
22170 Plelo
FRANCE
Tel. 02 96 79 51 51

Mise au rebut de la batterie

Le manche électrique utilise une batterie au nickel-métal-hydrure qui ne contient pas de métaux lourds et respecte l'environnement. Cette batterie ne peut pas être remplacée. Une fois la batterie épuisée, veuillez apporter le manche au centre de recyclage le plus proche.

Précautions importantes

L'utilisation de dentifrice Arm & Hammer®

PeroxiCare® ou de nettoyants abrasifs ou chimiques peut endommager le boîtier plastique de l'appareil. L'utilisation de ces produits annule la garantie de l'appareil.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Water Pik, Inc. offre au premier utilisateur du produit neuf une garantie de deux ans, pièces et main-d'œuvre, à partir de la date d'achat. Le consommateur devra présenter la facture originale comme preuve de la date d'achat, et éventuellement l'appareil dans son intégralité, pour faire valoir la garantie. Water Pik, Inc. choisira de réparer ou remplacer toute partie de l'article qu'elle considèrera comme défectueuse, à condition que l'article n'ait pas été soumis à de mauvais traitements, utilisé de façon incorrecte, modifié ou endommagé après achat, qu'il ait été utilisé conformément au mode d'emploi et exclusivement avec des accessoires ou des consommables recommandés par Water Pik, Inc. L'installation est de la responsabilité de l'utilisateur et n'est pas couverte par la garantie. La présente garantie limitée exclut les accessoires et consommables tels que les têtes de brosses, les batteries remplaçables par l'utilisateur, etc.

Cette garantie vous donne des droits particuliers et vous bénéficiez peut-être d'autres droits pouvant varier d'un pays à l'autre.

WELKOM

Gefeliciteerd! Als eigenaar van de Waterpik® Sensonic® professionele tandenborstel bent u op de goede weg naar betere plakverwijdering, natuurlijk wittere tanden en een gezondere glimlach.

De Sensonic® professionele tandenborstel gebruikt een ultrahoge borstelsnelheid en een groot aantal verschillende borstelbewegingen. Daardoor reinigt de Sensonic® professionele tandenborstel beter en zorgt het gebruik van de borstel voor betere plakverwijdering, gezonder tandvles en een fris schoon gevoel.

We bedanken u voor uw keuze van de Waterpik® Sensonic® professionele tandenborstel.

| | |
|---|----|
| Belangrijke veiligheidsmaatregelen | 34 |
| Productbeschrijving | 36 |
| Aan de slag | 38 |
| Onderhoud van uw Waterpik® Sensonic® professionele tandenborstel | 40 |
| Beperkte 2-jarige garantie | 41 |

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Net als met ieder ander elektrisch product, dient u deze veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, zeker in de aanwezigheid van kinderen.

Onderstaande veiligheidsmaatregelen dienen altijd in acht genomen te worden.

LEES VOOR GEBRUIK ALLE AANWIJZINGEN.

GEVAAR:

Om het gevaar van elektrocutie te verkleinen, moet u:

- de stekker niet met natte handen aanpakken.
- de oplader niet plaatsen of opslaan waar deze in het bad of de wasbak kan vallen of getrokken kan worden.
- de oplader niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- de oplader niet vastpakken terwijl u een bad neemt of onder de douche staat.
- de oplader niet vastpakken als deze in een vloeistof gevallen is, maar onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.

WAARSCHUWING:


Neem de volgende aanwijzingen in acht om mogelijke brandwonden, elektrische schok, brand, ernstig letsel of weefselbeschadiging te voorkomen.

- Gebruik dit product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed functioneert, als het gevallen of beschadigd is of in een vloeistof is gevallen. U dient het product terug te sturen naar een door Water Pik, Inc. geautoriseerd servicecentrum.
- Geef kinderen en personen met speciale zorgbehoeften instructies over het juiste gebruik van dit product en zie toe op de naleving ervan.
- Zorg dat wanneer u het apparaat gebruikt, uitsluitend de haren van de tandenborstel contact maken met uw tanden en tandvlees.
- Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze instructies wordt aangegeven of volgens de aanbevelingen van uw tandarts.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Niet buiten gebruiken.
- Gebruik uitsluitend accessoires, zoals tandenborstels en interdentaal borstels, die door Water Pik, Inc. worden aanbevolen.


- Houd de oplader en het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van zuurstof of aërosols.
- Om er zeker van te zijn dat de oplader niet per ongeluk in het water valt, kunt u deze aan de muur bevestigen.
- Als uw arts of cardioloog u heeft aangeraden antibiotica te gebruiken voor u een tandheelkundige behandeling ondergaat, dient u uw tandarts te raadplegen voor u dit instrument of een ander mondhygiënisch hulpmiddel gaat gebruiken.
- Voor personen met een pacemaker of met medische implantaten die magneten of elektronica bevatten: neem contact op met uw arts voor u dit product gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTBESCHRIJVING




Uw Sensonic® professionele tandenborstel kan gemakkelijk aan de muur bevestigd worden met de bijgeleverde onderdelen.




De Sensonic® professionele tandenborstel opladen

Voor het eerste gebruik gedurende 16 uur opladen. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje op het handvat; het blijft branden als het apparaat volledig opgeladen is. Een volledige lading is voldoende voor ongeveer 1 week normaal gebruik (tweemaal daags 2 minuten poetsen).




Sonisch poetsen

- Schuif de borstelkop op het handvat. Duw de borstelkop naar beneden totdat deze op het handvat vastklikt.
- Plaats de borstelkop in uw mond voordat u het apparaat inschakelt.
- Kies een lage of hoge borstelsnelheid door op de aan/uitknop te drukken nadat u het apparaat hebt ingeschakeld. Druk eenmaal op de knop voor een lage snelheid en tweemaal voor een hoge snelheid.
 - Lage snelheid: voorzichtige reiniging en tandvleesmassage
 - Hoge snelheid: uitstekende plakverwijdering
- Plaats de borstel voor het beste resultaat onder een hoek van 45 graden tegen de rand van het tandvlees.
- Om optimaal gebruik te maken van het sonische reinigingsaspect, dient u minder druk bij het poetsen te gebruiken dan wanneer u met de hand poetst.



- Beweeg de borstel langzaam door uw hele mond. Veel tandartsen raden u aan 30 seconden te poetsen in elk van de vier kwadranten in uw mond.
- Kwadranttimer: uw Sensonic® professionele tandenborstel maakt om de 30 seconden een kort staccatogeluid; dit is om u eraan te herinneren dat u aan het volgende kwadrant kunt beginnen.



De interdental borstel gebruiken

- Schuif de interdental borstelkop op het handvat. Duw de borstelkop naar beneden totdat deze vastklikt.
- De borstel kan met of zonder tandpasta gebruikt worden.
- Plaats het uiteinde van de borstel tussen twee tanden, loodrecht op de rand van het tandvlees.
- Schakel het handvat in en volg de spleten tussen de tanden zonder druk uit te oefenen.



ONDERHOUD VAN UW WATERPIK® SENSONIC® PROFESSIONELE TANDENBORSTEL

1. Schakel het apparaat na gebruik uit, haal de borstelkop van het handvat en spoel deze met water af.
2. Veeg het handvat na elk gebruik droog.
3. De oplader dient regelmatig gereinigd te worden; haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en veeg het met een vochtige doek af.

Service

Dit product heeft geen routinematig onderhoud nodig en kan niet gerepareerd worden.

Ga voor al uw vragen over de garantie en voor accessoires naar www.waterpik.com, klik op Product Support en Service Locator voor het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Verzending van een product rechtstreeks naar het Waterpik-kantoor kan de service vertragen.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: u kunt contact opnemen met uw plaatselijke leverancier of schriftelijk met Water Pik, Inc. voor het adres van het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.

Global Agency B.V.
Energiestraat 14E
1411 AT Naarden
The Netherlands
Phone: +31 35 69 51 443
Fax: +31 35 69 20 465

De batterijen wegwerpen

Het elektrische handvat bevat een batterij van nikkelmetaalhydride, die geen zware metalen bevat en milieuvriendelijk is. De batterij kan niet vervangen worden. Breng het elektrische handvat aan het einde van de levensduur van de batterij naar het dichtstbijzijnde recyclecentrum.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Het gebruik van Arm & Hammer® PeroxiCare®-tandpasta en schurende of chemische reinigingsmiddelen kan de plastic behuizing van dit product beschadigen. Gebruik van dergelijke producten doet de productgarantie teniet.

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

Water Pik, Inc. garandeert de oorspronkelijke consument van dit product dat het vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar na de datum van aankoop. Ter ondersteuning van een garantie-eis, dient de consument de originele aankoopbon te overhandigen als bewijs van de aankoopdatum en desgevraagd het hele product. Water Pik, Inc. zal naar goedgevonden een onderdeel van dit product repareren of vervangen, als het naar onze mening defect is, mits het product na aankoop niet misbruikt, oneigenlijk gebruikt, veranderd of beschadigd is en gebruikt is volgens de instructies en uitsluitend gebruikt is met accessoires of artikelen die door Water Pik, Inc. goedgekeurd zijn. Installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de consument en wordt niet door de garantie gedekt. Accessoires of gebruiksartikelen, zoals borstelkoppen/vervangbare batterijen enz. vallen niet onder de beperkte garantie.

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u hebt wellicht nog andere rechten, die van land tot land kunnen verschillen.

BENVENUTO

Congratulazioni, acquistando lo spazzolino elettrico Waterpik® Sensonic® Professional vi siete dotati di uno strumento straordinario per rimuovere al meglio la placca, riportare i vostri denti ad un bianco naturale e godere di un sorriso più sano.

Lo spazzolino elettrico Sensonic® Professional, grazie alla sua alta velocità di rotazione, genera un ampio movimento delle setole. Ciò permette una pulizia maggiore, favorendo la rimozione della placca, migliorando la salute gengivale e donando una piacevole sensazione di freschezza.

| | |
|---|----|
| Informazioni importanti sulla sicurezza | 44 |
| Descrizione del prodotto | 46 |
| Operazioni preliminari | 48 |
| Pulire lo spazzolino Waterpik® Sensonic® Professional | 50 |
| Garanzia limitata di 2 anni | 51 |

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici, è necessario attenersi alle seguenti informazioni di base sulla sicurezza, specialmente in presenza di bambini. Le seguenti indicazioni devono essere sempre rispettate.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

PERICOLO:

Per ridurre il rischio di folgorazione:

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non riporre o conservare l'unità di ricarica in luoghi da cui possa cadere o essere spinta all'interno di una vasca o di un lavandino.
- Non immergere l'unità di ricarica in acqua o in altro liquido.
- Non maneggiare l'unità di ricarica mentre si fa il bagno o la doccia.
- Non cercare di riprendere l'unità di ricarica una volta caduta in un qualsiasi liquido. Scollegarla immediatamente dalla presa elettrica.

AVVERTENZE:


Per ridurre il rischio di bruciature, scosse elettriche, fuoco, lesioni gravi o danni ai tessuti:

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina elettrica risultano danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto, se si è danneggiato o se è stato immerso in un qualunque liquido. Consegnare il prodotto ad un centro di assistenza autorizzato Water Pik, Inc.
- L'uso corretto del prodotto da parte di bambini o di soggetti fisicamente svantaggiati deve essere supervisionato attentamente.
- Durante l'utilizzo, assicurarsi che le setole dello spazzolino siano in contatto con denti e gengive.
- Utilizzare il prodotto solamente come indicato nelle presenti istruzioni o come consigliato dal proprio dentista.
- Solo per uso interno. Non utilizzare all'esterno.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti, incluse testine e testine per la pulizia interdentale, raccomandati da Water Pik, Inc.
- Mettere in carica il prodotto lontano da fonti di calore.


- Non utilizzare con bombole d'ossigeno o apparecchi per aerosol in funzione.
- Installare l'unità di ricarica a muro per evitare cadute accidentali in acqua.
- Nel caso in cui il medico o il cardiologo abbiano prescritto una cura antibiotica da assumersi prima della pulizia dentale, consultare il proprio dentista prima di utilizzare l'apparecchio o un qualsiasi altro strumento per l'igiene orale.
- I portatori di pacemaker e i soggetti con dispositivi medici impiantati contenenti parti magnetiche ed elettroniche, sono pregati di contattare il medico di fiducia prima di utilizzare il prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO




Lo spazzolino Sensonic®
Professional può essere facilmente
installato a muro grazie al supporto
in dotazione.



OPERAZIONI PRELIMINARI


Caricare lo spazzolino Sonic® Professional

La prima carica richiede 16 ore. L'indicatore della batteria posizionato sul manico dello spazzolino è intermittente mentre l'unità è in fase di carica. Ad operazione conclusa, la spia dell'indicatore rimane fissa. Una carica completa garantisce un'autonomia di circa 1 settimana in condizioni di normale utilizzo (2 minuti 2 volte al giorno).



Testina Sonic


- Inserire la testina nel manico dello spazzolino e premere fino a completo bloccaggio.
- Prima di accendere l'apparecchio, posizionare lo spazzolino all'interno della bocca.
- Dopo aver acceso l'apparecchio, regolare la velocità di rotazione tramite l'apposito pulsante. Premere una volta l'interruttore per utilizzare una velocità ridotta e due volte per utilizzare la massima velocità.
 - Velocità ridotta: ideale per una pulizia delicata e per il massaggio gengivale
 - Massima velocità: ideale per la rimozione della placca
- Per ottenere un risultato ottimale, posizionare lo spazzolino lungo la linea gengivale con un'angolazione di 45 gradi.
- Per permettere la corretta azione vibrante, lo spazzolino elettrico richiede una pressione inferiore rispetto a quella applicata con uno spazzolino manuale.



- Guidare lo spazzolino lentamente all'interno della bocca. Molti dentisti consigliano di dedicare 30 secondi ad ognuno dei quattro quadranti della bocca.
- Quad Timer: ad intervalli di 30 secondi, lo spazzolino Sensonic® Professional emette un breve segnale acustico che vi ricorda di procedere alla pulizia del quadrante successivo della bocca.

Usare la testina interdentale

- Inserire la testina per la pulizia interdentale nel manico dello spazzolino e premere fino a completo bloccaggio.
- Lo spazzolino può essere utilizzato con o senza dentifricio.
- Posizionare la testina perpendicolarmente alla linea gengivale tra due denti.
- Accendere l'apparecchio e guidare delicatamente lo spazzolino tra gli spazi interdentali.



PULIRE LO SPAZZOLINO WATERPIK® SENSONIC® PROFESSIONAL

1. Dopo ogni utilizzo, spegnere l'apparecchio, rimuovere la testina dal manico dello spazzolino e sciacquarla sotto acqua corrente.
2. Asciugare il manico dello spazzolino dopo ogni utilizzo.
3. Pulire periodicamente l'unità di ricarica con un panno umido, scollegando l'apparecchio dalla presa elettrica.

Assistenza

Non è richiesto alcun servizio di manutenzione e il prodotto non può essere riparato.

Per informazioni relative alla garanzia e a elementi accessori, visitare il sito www.waterpik.com, cliccare su "Product Support" e cliccare su "Service Location" per conoscere il più vicino centro di assistenza autorizzato. Le spedizioni dirette agli uffici Waterpik potrebbero ritardare il servizio offerto.

Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare il proprio rivenditore locale o scrivere a Water Pik, Inc. per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino.

CENTRO ASSISTENZA E VENDITA RICAMBI

R.A.M. Snc

Dott. Zanetti

Via Casaregis, 22 r.

16129 – GENOVA

ITALY

tel. 010-5761476

fax 010-580683

email: ram@elettromedicali.it

Batteria

Il prodotto è dotato di una batteria a nichel metalidrato situata nel manico dello spazzolino, che non contiene metalli pesanti ed è concepita nel totale rispetto delle norme ambientali. La batteria non può essere sostituita. A completo esaurimento della batteria, consegnare il manico dello spazzolino al più vicino centro di raccolta.

Precauzioni importanti

Usare il dentifricio Arm & Hammer® PeroxiCare® e detersivi abrasivi o chimici può danneggiare la struttura in plastica dell'apparecchio. L'utilizzo di tali prodotti invalida la garanzia.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

Water Pik, Inc. garantisce all'acquirente originale di questo nuovo prodotto l'assenza di difetti nei materiali e nella fabbricazione per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. A sostegno di un eventuale reclamo coperto da garanzia, si richiede all'acquirente di conservare lo scontrino originale come prova d'acquisto e, laddove ritenuto necessario, l'intero prodotto. Water Pik, Inc. riparerà o sostituirà, a sua discrezione, qualunque componente risulti difettoso, salvo casi di abuso, uso errato, alterazione, danneggiamento del prodotto successivi all'acquisto e condizioni di utilizzo difforme rispetto a quanto indicato nelle presenti istruzioni, e, comunque, solo se l'apparecchio sia stato utilizzato con accessori o ricambi approvati da Water Pik, Inc. L'installazione è sotto la responsabilità del consumatore e non è coperta da garanzia. La presente garanzia limitata non copre gli accessori e i ricambi come le testine, le batterie sostituibili, ecc.

La presente garanzia fornisce diritti legali specifici, oltre ad eventuali diritti aggiuntivi conformi alle diverse legislazioni nazionali.

BIENVENIDA

¡Enhorabuena! Como propietario del cepillo de dientes profesional Waterpik® Sensonic®, ahora podrá eliminar mejor la placa dental, tener unos dientes más blancos y una sonrisa más sana.

El cepillo de dientes profesional Sensonic® utiliza una velocidad de rotación de cerdas ultrarrápida y una gran variedad de movimientos de cepillado. Como resultado, el cepillo de dientes profesional Sensonic® genera una acción limpiadora superior y ofrece una mejor eliminación de la placa dental, unas encías más sanas y una sensación de frescura y limpieza.

Gracias por elegir el cepillo de dientes profesional Waterpik® Sensonic®.

| | |
|---|----|
| Medidas de seguridad importantes | 54 |
| Descripción del producto | 56 |
| Introducción | 58 |
| Cuidado del cepillo de dientes profesional Waterpik® Sonic® | 60 |
| Garantía limitada de 2 años | 61 |

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Como con cualquier otro dispositivo eléctrico, especialmente en la presencia de niños, se deberán tomar las siguientes medidas básicas de seguridad. Debe seguir las siguientes medidas de seguridad en todo momento.

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES EL PRODUCTO.

PELIGRO:

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- No ponga o guarde el cargador donde se pueda caer, solo o al tirar accidentalmente del cable, a una bañera o un lavabo.
- No meta el cargador en agua u otro líquido.
- No toque la base del cargador mientras se baña.
- No coja un cargador que se haya caído dentro de un líquido. Desenchúfelo inmediatamente.

ADVERTENCIA:


Para reducir el riesgo de quemaduras, electroshock, fuego, lesiones graves o daños tisulares:

- No utilice este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído dentro de un líquido. Devuelva el producto a un servicio técnico autorizado de Water Pik, Inc.
- Explique detenidamente el uso correcto de este producto y supervise de cerca a niños o personas con necesidades especiales.
- Asegúrese de que sólo las cerdas del cepillo de dientes se ponen en contacto con sus dientes y encías cuando use el aparato.
- Utilice este producto tal y como se indica en estas instrucciones o siguiendo las recomendaciones de su dentista.
- Sólo para uso doméstico. No usar en exteriores.
- Use sólo aquellos accesorios, incluyendo cepillos de dientes y cepillos interdentes, que hayan sido recomendados por Water Pik, Inc.
- Mantenga la unidad de carga y el cable alejado de superficies calientes.


- No lo utilice donde se estén utilizando pulverizadores de oxígeno o en aerosol.
- Para asegurarse de que la base del cargador no cae accidentalmente y se sumerge en agua, colóquela en la pared.
- Si su médico o cardiólogo le ha aconsejado tomar antibióticos antes de cualquier procedimiento bucal, debe consultar a su dentista antes de utilizar este aparato o cualquier otro asistente de higiene bucal.
- Las personas que llevan marcapasos y personas con implantes médicos que lleven imanes o elementos electrónicos deben ponerse en contacto con su médico antes de usar este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




Su cepillo de dientes profesional
Sonicare® se puede colocar
fácilmente en la pared usando los
accesorios incluidos.



INTRODUCCIÓN


Carga del cepillo de dientes profesional Sensonic®

Cárguelo durante 16 horas antes de usarlo por primera vez. El indicador de carga que hay en el mango parpadea durante la carga y permanece encendido y sin parpadear cuando la unidad está completamente cargada. Una carga completa le durará aproximadamente 1 semana de uso normal (2 minutos de cepillado, dos veces al día).




Cepillado sónico

- Deslice el cabezal del cepillo sobre el mango. Empuje hacia abajo el cabezal del cepillo hasta que quede fijo sobre el mango.
- Coloque el cabezal del cepillo en la boca antes de encender la unidad.
- Seleccione la velocidad de cepillado, lenta o rápida, presionando el botón de encendido después de encender la unidad. Pulse el botón una vez para velocidad lenta y dos para velocidad rápida.
 - Baja velocidad: limpieza suave y masaje de las encías
 - Velocidad rápida: mayor eliminación de placa dental
- Para obtener mejores resultados, coloque el cepillo a lo largo de la línea de las encías en un ángulo de 45 grados.
- Presione el cepillo con más suavidad que cuando utiliza un cepillo de dientes manual para optimizar la eficacia de la limpieza sónica.



- Mueva el cepillo lentamente por toda la boca. Muchos dentistas recomiendan dedicar 30 segundos para cada cuadrante de la boca.
- Temporizador de cuadrante: el cepillo de dientes profesional Sensoric® realizará un sonido corto e intermitente cada 30 segundos, para recordarle que pase a la siguiente sección de su boca.



Uso del cepillo interdental

- Deslice el cabezal del cepillo interdental sobre el mango. Empuje el cabezal hacia abajo hasta que quede fijo.
- El cepillo se puede usar con o sin pasta de dientes.
- Coloque el cabezal del cepillo perpendicular a la línea de las encías entre dos dientes.
- Encienda el mango y siga con suavidad el espacio interdental.



CUIDADO DEL CEPILLO DE DIENTES PROFESIONAL WATERPIK® SENSONIC®

1. Después de cada uso, apague la unidad, desmonte el cabezal del cepillo del mango y aclare el cabezal con agua.
2. Limpie y seque el mango después de cada uso.
3. Periódicamente, limpie la base del cargador desenchufando la unidad y limpiándola con un paño húmedo.

Cuidados

No se requiere ningún mantenimiento de servicio habitual, por otro lado, el producto no se puede reparar.

Para cualquier cosa relacionada con la garantía o necesidad de accesorios, visite www.waterpik.com, haga clic en "Ayuda sobre el producto" y "Localizador de centros de servicio" para buscar el servicio técnico autorizado más cercano. El envío del producto directamente a las oficinas de Waterpik puede retrasar el servicio.

Los clientes que se encuentren fuera de Estados Unidos o de Canadá: deben ponerse en contacto con un distribuidor local o escribir a Water Pik, Inc. para conseguir la dirección del servicio técnico autorizado más cercano.

Dentaid S.L.
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola
ESPAÑA
Phone: +34 935 80 94 94
Fax: +34 935 80 90 04
www.dentaid.com

Eliminación de la batería

El mango de alimentación contiene una batería de níquel-hidruro metálico que no contiene metales pesados y que es respetuosa con el medio ambiente. La batería no se puede cambiar. Cuando se agote la batería, recicle el mango de alimentación en su centro de reciclaje más cercano.

Precauciones importantes

El uso de una pasta dentífrica Arm & Hammer® PeroxiCare®, abrasiva o limpiadores químicos puede dañar la carcasa plástica de este producto. El uso de estos productos anula la garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Water Pik, Inc. garantiza al cliente original de este nuevo producto, durante un período de dos años desde la fecha de compra, que el producto no tiene ningún defecto debido a materiales o a la fabricación. Se pedirá al cliente que envíe el recibo de compra original como prueba de la fecha de compra y, si así se solicita, todo el producto, para poder reclamar la garantía. Water Pik, Inc. reparará o reemplazará cualquier pieza del producto que, en nuestra opinión, sea defectuosa, siempre y cuando el producto no haya sido sometido a abuso, mal uso, alteraciones o daños después de la compra, y haya sido usado siguiendo estas instrucciones, así como que haya sido usado con los accesorios o fungibles aprobados por Water Pik, Inc. La instalación es responsabilidad del cliente y no está cubierta por la garantía. Esta garantía limitada no incluye accesorios o fungibles como cabezales del cepillo, baterías reemplazables del usuario, etc.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede que también tenga otros derechos que varían de país a país.







U.S. Office:

1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
USA
1-800-525-2774

Europe Office:

Castle Court
41 London Road
Reigate, Surrey RH2 9RJ
United Kingdom

www.waterpik.com

Arm & Hammer® PeroxiCare® are registered trademarks of Church & Dwight Co, Inc.

Arm & Hammer® PeroxiCare® sind eingetragene Waren der Church & Dwight Co, Inc.

PeroxiCare® Arm & Hammer® sont des marques déposées de Church & Dwight Co, Inc.

Arm & Hammer® PeroxiCare® zijn gedeponeerde handelsmerken van Church & Dwight Co, Inc.

Arm & Hammer® PeroxiCare® sono marchi registrati della Church & Dwight Co, Inc.

Arm & Hammer® PeroxiCare® son marcas comerciales registradas de Church & Dwight Co, Inc.

Waterpik®, Waterpik® (stylized) and Sensonic® are registered trademarks of Water Pik, Inc.

Waterpik®, Waterpik® (stilisiert) und Sensonic® sind eingetragene Waren der Water Pik, Inc.

Waterpik®, Waterpik® (stylisé) et Sensonic® sont des marques déposées de Water Pik, Inc.

Waterpik®, Waterpik® (gestileerd) en Sensonic® zijn gedeponeerde handelsmerken van Water Pik, Inc.

Waterpik®, Waterpik® (stilizzato) e Sensonic® sono marchi registrati della Water Pik, Inc.

Waterpik®, Waterpik® (stylized) y Sensonic® son marcas comerciales registradas de Water Pik, Inc.

Form No. 20009028-F AD

©2006 Water Pik, Inc.

Designed in USA.

MADE IN CHINA.

