

OPTIFIL

RICOSTRUISCE SORRISI



OPTIFIL®



Composito microibrido per restauri estetici di anteriori e posteriori

CARATTERISTICHE:

Optifil® è un composito con prestazioni estetiche eccellenti grazie alla sua resistenza, lavorabilità, stabilità del colore ed elevata lucidità, caratteristiche fondamentali per garantire l'alta qualità di un composito (vedi proprietà fisico-meccaniche). Optifil® si posiziona e si modella con estrema facilità, adattandosi perfettamente alla cavità, evitando la formazione di vuoti nell'interfaccia dente/restauro.

Tale caratteristica, unita alla ridotta contrazione da polimerizzazione ed il rilascio di fluoro del composito, riduce totalmente il rischio di carie secondarie.

Siringhe da 4,5 g - Colorazione Vita® - Scadenza: 3 anni

VANTAGGI:

- Non appiccica agli strumenti
- Molto plastico
- Molto coprente
- Rilascia fluoro
- Semplicità d'uso (no tecnica stratificata)
- Altamente radiopaco
- Massima lucentezza e naturalezza grazie a 4 smalti traslucidi nanoriempiti
- Ottima lavorabilità
- Facilmente rifinibile e lucidabile
- Stabilità del colore
- Altamente estetico
- Ampio assortimento di colori
- Contrazione da polimerizzazione molto bassa



OPTIFIL®



Le sue proprietà fisico-meccaniche lo rendono pratico e affidabile

PROPRIETA' FISICO-MECCANICHE:

• Resistenza alla flessione	130 Mpa
• Resistenza alla compressione	350 Mpa
• Retrazione da polimerizzazione in peso	0,2%
• Retrazione da polimerizzazione in volume	2,7%
• Dimensione delle particelle	da 0.05 a 1,5 μ
• Profondità di polimerizzazione	5 mm
• Carica riempiente	81%
• Radiopacità	> 200%
• Assorbimento d'acqua	10 μ g/cm ³
• Modulo di flessione	> 5000
• Durezza Barcol	75
• Coefficiente di espansione termica	40 ppm / °C (20 °C - 50 °C)

COMPOSIZIONE:

- Resine su base Bis-Gna
- Silicio e resina prepolymerizzata
- Riempitivo (vetro trattato al bario) Ba-glass
- Catalizzatori - stabilizzatori - pigmenti
- Fotoinibitore (canforochinone)



OPTIFIL®



Colori disponibili:

CODICE	PESO	COLORE
24.101.01	4,5 g	A1
24.101.02	4,5 g	A2
24.101.03	4,5 g	A3
24.101.04	4,5 g	A3,5
24.101.05	4,5 g	A4
24.101.06	4,5 g	B2
24.101.07	4,5 g	B3
24.101.08	4,5 g	C1
24.101.14	4,5 g	C2
24.101.15	4,5 g	C3
24.101.09	4,5 g	C4
24.101.10	4,5 g	D3
24.101.11	4,5 g	Giallo scuro
24.101.12	4,5 g	Grigio scuro
24.101.13	4,5 g	Traslucido
24.101.16	4,5 g	Smalto A
24.101.17	4,5 g	Smalto B
24.101.18	4,5 g	Smalto C
24.101.19	4,5 g	Smalto D
24.101.20	Scala colore 14 tinte	



Distribuito da:



INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY