


OPTICORE NASTRO

Nastro flessibile di rinforzo per uso odontoiatrico
realizzato con fibre di polietilene

- **INTRECCIO VERTICALE E ORIZZONTALE**
per garantire massima resistenza
e capacità di assorbimento della resina
- **ELEVATO COEFFICIENTE DI ELASTICITÀ**
117 Gpa
- **NOTEVOLE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE**
3 Gpa
- **RESISTENZA ALLA FORZA D'URTO**
superiore di 5 volte rispetto al ferro
- **TOTALE ASSENZA DI MEMORIA ELASTICA**



Protocollo Standard



- 4 mm - Cod. 45.40.04
- 3 mm - Cod. 45.40.03
- 2 mm - Cod. 45.40.02



INDICAZIONI D'USO

- Spintaggio paradontale
- Distanziatori e ritenzioni
- Riparazioni di ponti e protesi
- Realizzazione di protesi fissa e provvisoria con ponte in resina
- Rinforzo manufatti in composito e resina
- Stabilizzazione provvisoria di denti reimpiantati o traumatizzati
- Realizzazione di perni endocanalari
- Terapia di contenzione post ortodontica

OPTICORE® NASTRO

454002	larghezza 2 mm.....	Prezzo di listino € 198,45
454003	larghezza 3 mm.....	Prezzo di listino € 198,45
454004	larghezza 4 mm.....	Prezzo di listino € 198,45
454005	Forbici specifiche	Prezzo di listino € 76,13

Una nuova frontiera per il metal free

per gentile concessione di Angelo Rossi e Dott. Giacomo Derchi.

