

OPTIFILFLO'

Composito fotopolimerizzabile microibrido
FLUIDO

OPTIFILflò®



PROPRIETA' FISICHE

Resistenza alla flessione.....	130 Mpa
Resistenza alla compressione.....	320 Mpa
Modulo di flessione.....	> 5000 Mpa
Retrazione lineare da polimerizzazione.....	0,9%
Dimensione delle particelle da.....	0.05 a 1 µm
Profondità di polimerizzazione.....	1.75 mm
Riempitivo (in peso).....	61%
Radiopacità.....	> 200%
Assorbimento d'acqua.....	20 µg/mm3
Durezza Barcol.....	70

- **NON COLA**
- **ECCELLENTI PROPRIETA' FISICHE**

OPTIFILFLO'siringhe 2 ml - 3.4 g

2408A1	OPTIFILflò A1	Prezzo di listino € 39,00
2408A2	OPTIFILflò A2	Prezzo di listino € 39,00
2408A3	OPTIFILflò A3	Prezzo di listino € 39,00
2408A35	OPTIFILflò A3.5	Prezzo di listino € 39,00
2408B3	OPTIFILflò B3	Prezzo di listino € 39,00
2408C2	OPTIFILflò C2	Prezzo di listino € 39,00

CASO CLINICO: Ricostruzione con Optifilò e Optifil

