



Westcode

X4KL Pro TI

Turbina fibrata ultra-leggera
con manico in titanio



Westcode

X4KL Pro Ti

- L'uso del Titanio crea una splendida superficie antigraffio con un elevato grip per garantire una precisa e solida presa durante l'uso. La superficie liscia permette un'accurata e non aggressiva disinfezione/sterilizzazione della turbina.
- Il peso contenuto e un ottimale bilanciamento permettono una manovrabilità senza pari ed un uso prolungato della turbina, senza eccessivo affaticamento per l'operatore.
- I cuscinetti in ceramica permettono una contenuta vibrazione, una rumorosità inferiore ai 58 Decibel e una durata notevolmente superiore rispetto a quelli in acciaio.
- La testina include il sistema Anti-Suction con valvole di "non ritorno" che impediscono ai residui prodotti dalla fresatura di penetrare all'interno della testina stessa. In questo modo, la testina e il rotore sono isolati da frammentie liquidi biologici, consentendo una maggiore durata e resistenza all'uso.
- I 3 spray dell'acqua hanno a monte un sistema di microfiltrazione delle eventuali impurità: questo consente di erogare costantemente la quantità ottimale d'acqua, evitando il ricorso alla pulizia manuale dei fori.
- L'emissione della luce è perfettamente calibrata grazie al "cellular spot" che emette un fascio di luce simile alla luce naturale (5500°K)
- **Misure:** Testina Standard 10,28 x 12,70 mm
- **Velocità di rotazione:** 300/400.000 rpm
- **Pressione ideale di esercizio:** 0.20/0.30 Mpa
- **Potenza:** 24 W



SUPER OFFERTA

Codice offerta
90/126

1 Turbina Westcode (900170)

€ 790,00

IN OMAGGIO

1 Contrangolo anello Rosso (900117)

1 Contrangolo anello Blu (900116)

costo medio di ogni singolo manipolo € 263,00

