

# Caprosyn™ sutura



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Struttura	monofilamento
Tipo di Sutura	a rapido assorbimento
Composizione	glicolide, caprolattone, trimetilene carbonato e lattide Polyglytone™ 6211
Rivestimento	non rivestito
Colore	viola, non colorato
Resistenza Tensile	10 giorni
Profilo di Assorbimento	56 giorni
Diametri	da 6-0 a 1
Indicazioni	La sutura assorbibile sintetica Caprosyn™ è indicata per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in genere, ma non per l'uso in chirurgia cardiovascolare o neurologica, microchirurgia e chirurgia oftalmica.
Controindicazioni	Queste suture, essendo assorbibili, non dovrebbero essere utilizzate ove sia richiesta un'approssimazione estesa del tessuto.
Metodo di Sterilizzazione	ossido di etilene
Marchio CE	classe III, in accordo con la direttiva EU 93/42/EEC, annex II
Confezioni	1, 2 o 3 dozzine
Vita del Prodotto	3 anni
Temperatura e Livelli di Umidità	Nel foglietto illustrativo viene dichiarato di conservare il prodotto a temperatura ambiente.  In generale, gli studi di stabilità vengono effettuati per brevi periodi a 50 gradi (per 38 settimane) e 54.4. gradi (per 32 settimane) solamente per accelerare il processo di invecchiamento. Queste condizioni non sono intese come condizioni di stoccaggio.  Test effettuato a 22 gradi +/- 10 gradi senza controllo dell'umidità per l'intera vita del prodotto.

## SOSTANZE PRESENTI NELLE SUTURE

No Ftalati	✓
No PVC	✓
No Bisfenolo	✓
No Sostanze Antimicrobiche	✓
No Lattice	✓
No Triclosan*	✓

\* Le suture Medtronic sono 100% senza Triclosan

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

È possibile individuare i codici Caprosyn™ tra quelli che cominciano con:  
**C, SC, CC, XC, UC, GC**

## INFORMAZIONI TECNICHE SUGLI AGHI

Per informazioni tecniche sugli aghi per favore fare riferimento alla [scheda tecnica](#)

IMPORTANTE: per istruzioni, avvertenze e modalità d'uso, consultare il foglietto illustrativo contenuto nella confezione del prodotto.

© 2019 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further. Together sono marchi registrati di Medtronic. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati di una società del gruppo Medtronic. 19-weu-caprosyn-tech-sheet-it-3040489

[medtronic.com/covidien/it](http://medtronic.com/covidien/it)

**Medtronic**  
Further, Together