



Sof silk™

sutura in seta

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Struttura	intrecciata
Tipo di Sutura	non assorbibile
Composizione	seta
Rivestimento	non rivestito
Colore	nero, bianco
Resistenza Tensile	perdita graduale nel tempo
Profilo di Assorbimento	permanente
Diametri	da 8-0 a 5
Indicazioni	La sutura Sof silk™ è indicata per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in genere, compreso l'uso in chirurgia cardiovascolare, oftalmica, microchirurgia e neurochirurgia.
Controindicazioni	L'uso di questa sutura è controindicato in pazienti che presentano sensibilità nota o allergie alla seta. A causa della graduale perdita di resistenza alla trazione che può verificarsi nel corso di lunghi periodi in vivo, le suture Sof silk™ non devono essere utilizzate laddove sia necessario mantenere un livello stabile di resistenza alla trazione.
Metodo di Sterilizzazione	raggi gamma
Marchio CE	classe III, in accordo con la direttiva EU 93/42/EEC, annex II
Confezioni	1, 2 o 3 dozzine
Vita del Prodotto	5 anni
Temperatura e Livelli di Umidità	Nel foglietto illustrativo viene dichiarato di conservare il prodotto a temperatura ambiente. In generale, gli studi di stabilità vengono effettuati per brevi periodi a 50 gradi (per 38 settimane) e 54.4. gradi (per 32 settimane) solamente per accelerare il processo di invecchiamento. Queste condizioni non sono intese come condizioni di stoccaggio. Test effettuato a 22 gradi +/- 10 gradi senza controllo dell'umidità per l'intera vita del prodotto.

SOSTANZE PRESENTI NELLE SUTURE

No Ftalati	✓
No PVC	✓
No Bisfenolo	✓
No Sostanze Antimicrobiche	✓
No Lattice	✓
No Triclosan*	✓

* Le suture Medtronic sono 100% senza Triclosan

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

È possibile individuare i codici Sof silk™ tra quelli che cominciano con: **S, LS, SS, CS, VS, GS, X**

INFORMAZIONI TECNICHE SUGLI AGHI

Per informazioni tecniche sugli aghi per favore fare riferimento alla [scheda tecnica](#)

IMPORTANTE: per istruzioni, avvertenze e modalità d'uso, consultare il foglietto illustrativo contenuto nella confezione del prodotto.

© 2019 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, Together sono marchi registrati di Medtronic. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati di una società del gruppo Medtronic. 19-weu-sofsilk-tech-sheet-it-3042383

medtronic.com/covidien/it

Medtronic
Further, Together