



Surgilon™

sutura in nylon intrecciata

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Struttura | intrecciata |
| Tipo di Sutura | non assorbibile |
| Composizione | nylon |
| Rivestimento | silicone |
| Colore | nero, bianco |
| Resistenza Tensile | perdita graduale nel tempo |
| Profilo di Assorbimento | permanente |
| Diametri | da 6-0 a 3 |
| Indicazioni | La sutura in nylon intrecciata Surgilon™ è indicata per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in genere, compreso l'uso in chirurgia cardiovascolare, oftalmica e in neurochirurgia. |
| Controindicazioni | A causa della graduale perdita di resistenza alla trazione che può verificarsi nel corso di lunghi periodi in vivo, le suture in nylon non devono essere utilizzate laddove sia necessario mantenere un livello stabile di resistenza alla trazione. |
| Metodo di Sterilizzazione | raggi gamma |
| Marchio CE | classe III, in accordo con la direttiva EU 93/42/EEC, annex II |
| Confezioni | 1, 2 o 3 dozzine |
| Vita del Prodotto | 5 anni |
| Temperatura e Livelli di Umidità | Nel foglietto illustrativo viene dichiarato di conservare il prodotto a temperatura ambiente. In generale, gli studi di stabilità vengono effettuati per brevi periodi a 50 gradi (per 38 settimane) e 54.4. gradi (per 32 settimane) solamente per accelerare il processo di invecchiamento. Queste condizioni non sono intese come condizioni di stoccaggio. Test effettuato a 22 gradi +/- 10 gradi senza controllo dell'umidità per l'intera vita del prodotto. |

SOSTANZE PRESENTI NELLE SUTURE

| | |
|----------------------------|---|
| No Ftalati | ✓ |
| No PVC | ✓ |
| No Bisfenolo | ✓ |
| No Sostanze Antimicrobiche | ✓ |
| No Lattice | ✓ |
| No Triclosan* | ✓ |

* Le suture Medtronic sono 100% senza Triclosan

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

È possibile individuare i codici Surgilon™ tra quelli che cominciano con: **8886, SBS**

INFORMAZIONI TECNICHE SUGLI AGHI

Per informazioni tecniche sugli aghi per favore fare riferimento alla [scheda tecnica](#)

IMPORTANTE: per istruzioni, avvertenze e modalità d'uso, consultare il foglietto illustrativo contenuto nella confezione del prodotto.

© 2019 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, Together sono marchi registrati di Medtronic. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati di una società del gruppo Medtronic. 19-weu-surgilon-tech-sheet-it-3042188

[medtronic.com/covidien/it](https://www.medtronic.com/covidien/it)

Medtronic
Further, Together