



# Velosorb™ Fast

## Sutura intrecciata a rapido assorbimento

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Struttura	intrecciata
Tipo di Sutura	a rapido assorbimento
Composizione	90% glicolide e 10% lattide (derivati dall'acido glicolico e lattico)
Rivestimento	copolimero di glicolide e lattide e stearato di calcio
Colore	viola, non colorato
Resistenza Tensile	7-10 giorni
Profilo di Assorbimento	40-50 giorni
Diametri	da 6-0 a 1
Indicazioni	La sutura Velosorb™ Fast è indicata per l'approssimazione della pelle e della mucosa, laddove sia richiesto il supporto di una ferita tra 7 e 10 giorni. Da non utilizzare per procedure di legatura, oftalmiche, cardiovascolari o neurologiche.
Controindicazioni	Le suture Velosorb™ Fast, essendo assorbibili, non devono essere utilizzate ove sia richiesta un'approssimazione estesa del tessuto per un periodo superiore ai 7 giorni.
Metodo di Sterilizzazione	ossido di etilene
Marchio CE	classe III, in accordo con la direttiva EU 93/42/EEC, annex II
Confezioni	1 o 3 dozzine
Vita del Prodotto	5 anni
Temperatura e Livelli di Umidità	Nel foglietto illustrativo viene dichiarato di conservare il prodotto a temperatura ambiente.  In generale, gli studi di stabilità vengono effettuati per brevi periodi a 50 gradi (per 38 settimane) e 54.4. gradi (per 32 settimane) solamente per accelerare il processo di invecchiamento. Queste condizioni non sono intese come condizioni di stoccaggio.  Test effettuato a 22 gradi +/- 10 gradi senza controllo dell'umidità per l'intera vita del prodotto.

### SOSTANZE PRESENTI NELLE SUTURE

No Ftalati	✓
No PVC	✓
No Bisfenolo	✓
No Sostanze Antimicrobiche	✓
No Lattice	✓
No Triclosan*	✓

\* Le suture Medtronic sono 100% senza Triclosan

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

I codici Velosorb™ Fast possono essere identificati con i codici che cominciano con: **CV, SV, SVP, UV**

### INFORMAZIONI TECNICHE SUGLI AGHI

Per informazioni tecniche sugli aghi per favore fare riferimento alla [scheda tecnica](#)

IMPORTANTE: per istruzioni, avvertenze e modalità d'uso, consultare il foglietto illustrativo contenuto nella confezione del prodotto.

© 2019 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, Together sono marchi registrati di Medtronic. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati di una società del gruppo Medtronic. 19-weu-velosorb-tech-sheet-it-3040747

[medtronic.com/covidien/en-gb/index.html](http://medtronic.com/covidien/en-gb/index.html)

**Medtronic**  
Further, Together