

Scheda tecnica

Nome del prodotto	OPTICORE ETCHBOND Composto da OPTICORE ETCHBOND PART A e OPTICORE ETCHBOND PART A	
Ref.	2422802-2422803	
Tipo di materiale	Adesivo automordenzante a due componenti e polimerizzazione duale basato su metacrilati ed etanolo	
Classificazione Dispositivo medico	Class IIa (93/42 EEC)	CE 0546
Standards rilevanti	Nessuno	
	Parametri	Valori Tipici
Composizione tipica	Modified acrylic acid, methacrylates, phosphoric esters, catalysts, stabilizers in ethanol	
Proprietà di lavorazione	Tempo di foto polimerizzazione raccomandato Profondità di polimerizzazione (40 sec)	20 sec N.a.
Proprietà fisiche	Gravità specifica: PART A PART B Adesione alla dentina (fotopolim. 20 sec) Adesione allo smalto (fotopolim. 20 sec) Adesione alla dentina (autopolim. senza luce) Adesione allo smalto (autopolim. senza luce)	1.20 g/cm ³ 0.87g/cm ³ 17 MPa 24 MPa 16 MPa 18 MPa
Conservazione		< 25 °C
Durata		2 anni