

Scheda di Sicurezza Opticore Post Carbonio



1. Nome del prodotto:

OPTICORE POST CARBONIO

1.1 Nome del produttore:

International Dental Supply Srl

Via Valletta San Cristoforo 28/10

17100 – Savona Italia

1.2 Contatto di emergenza:

Alessandro Picarelli +39.019.86.20.80

2. Composizione / informazioni sui componenti

- Bisphenol A resina epossidica
- Fibre di carbonio ad alta resistenza.

3. Identificazione dei rischi

Nessun rischio se usato correttamente

4. Misure di pronto soccorso

- Inalazione: non applicabile
- Contatto con mani: non applicabile
- Ingestione: consultare il medico se una ingente quantità è stata ingerita

5. Misure antincendio

Le fibre di carbonio non bruciano e la resina è autoestinguenta

6. Procedure in caso di perdite accidentali

- Precauzioni personali: non applicabile
- Precauzioni ambientali: non applicabile
- Metodi di pulizia: smaltire correttamente

7. Uso e stoccaggio

Il prodotto non prevede alcuna misura di immagazzinamento

8. Esposizione e protezione personale

Nessun pericolo

9. Proprietà fisiche e chimiche

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - Peso specifico | 1.58 g / cm ³ |
| - Modulo di elasticità | 150 Gpa |
| - Tensile strength | 2000 Mpa |
| - Forma | cilindrica con parte conica |
| - Colore | nero |
| - Odore | inodore |
| - PH | non applicabile |
| - Temperatura di ebollizione | non applicabile |
| - Punto di flessione | non applicabile |
| - Temperatura di decomposizione | 300 ° C della resina |
| - Proprietà esplosive | nessuna |
| - Solubilità | insolubile in acqua e solventi |

10. Stabilità e reazioni

Prodotto inerte. Nessuna misura precauzionale

11. Informazioni tossicologiche

Prodotto non citotossico su cellule e tessuti umani (Norma ISO 10993)

Può causare allergie a contatto con la pelle

Scheda di Sicurezza Opticore Post Carbonio

12. Informazioni ecologiche Prodotto innocuo
13. Rifiuti Non è rifiuto speciale
14. Informazioni sul trasporto Trasporto non pericoloso, ne è consentita la spedizione per pacco postale
15. Informazioni sulla regolamentazione Nessuna
16. Altre informazioni I dati forniti sono conformi alle norme vigenti. I dati sono desunti dalle conoscenze attuali