

# Scheda di Sicurezza Opticore Post Nastro



<b>1. Nome del prodotto:</b>  <b><i>OPTICORE POST NASTRO</i></b>	
1.1 Nome del produttore: <b>International Dental Supply Srl</b> Via Valletta San Cristoforo 28/10 17100 – Savona Italia	
1.2 Contatto di emergenza: Alessandro Picarelli +39.019.86.20.80	
<b>2. Composizione / informazioni sui componenti</b> - Polietilene e resina	
<b>3. Identificazione dei rischi</b> Nessun rischio se usato correttamente	
<b>4. Misure di pronto soccorso</b> - Nessuno, non applicabile	
<b>5. Misure antincendio</b> - Nessuna misura precauzionale richiesta	
<b>6. Procedure in caso di perdite accidentali</b> - Nessuna misura precauzionale richiesta	
<b>7. Uso e stoccaggio</b> Il prodotto non prevede alcuna misura di immagazzinamento. Mantenere il prodotto in ambiente esente da polveri e fonti di luce intense.	
<b>8. Esposizione e protezione personale</b> Nessun pericolo	
<b>9. Proprietà fisiche e chimiche</b>	
- Forma	nastro
- Colore	bianco
- Odore	inodore
- Punto di fusione	148° C
- Infiammabilità	prodotto non infiammabile
- Esplosione	il prodotto non può esplodere
- Densità	0,97 g/cm <sup>3</sup>
- Solubilità in acqua	insolubile in acqua
- Solventi organici	0,0%
<b>10. Stabilità e reazioni</b>	
- Decomposizione	il prodotto non si decompone
- Prodotti di decomposizione	non conosciuti
<b>11. Informazioni tossicologiche</b> Prodotto non citotossico su cellule e tessuti umani (Norma ISO 10993) Effetti irritanti non conosciuti	
<b>12. Informazioni ecologiche</b> Non è ecotossico	
<b>13. Rifiuti</b> Non è rifiuto speciale	
<b>14. Informazioni sul trasporto</b> Trasporto non pericoloso, ne è consentita la spedizione per pacco postale	

## Scheda di Sicurezza Opticore Post Nastro

---

<b>15. Informazioni sulla regolamentazione</b>
--

Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici
--

<b>16. Altre informazioni</b>
-------------------------------

I dati forniti sono conformi alle norme vigenti. I dati sono desunti dalle conoscenze attuali
---