



1. Nome del prodotto: <i>OPTICORE POST TRASLUCENT</i>	
1.1 Nome del produttore: International Dental Supply Srl Via Valletta San Cristoforo 28/10 17100 – Savona Italia	
1.2 Contatto di emergenza: Alessandro Picarelli +39.019.86.20.80	
2. Composizione / informazioni sui componenti - Resina - Fibre di vetro	
3. Identificazione dei rischi Nessun rischio se usato correttamente	
4. Misure di pronto soccorso - Inalazione: non applicabile - Contatto con mani: non applicabile - Ingestione: consultare il medico se una ingente quantità è stata ingerita	
5. Misure antincendio Le fibre di vetro non bruciano e la resina è autoestinguenta	
6. Procedure in caso di perdite accidentali - Precauzioni personali: non applicabile - Precauzioni ambientali: non applicabile - Metodi di pulizia: smaltire correttamente	
7. Uso e stoccaggio Il prodotto non prevede alcuna misura di immagazzinamento	
8. Esposizione e protezione personale Nessun pericolo	
9. Proprietà fisiche e chimiche	
- Modulo di elasticità	29 Gpa
- Tensile strength	1200 Mpa
- Forma	cilindrica con parte conica
- Colore	traslucente
- Odore	inodore.
- PH	non applicabile.
- Temperatura di ebollizione	non applicabile.
- Punto di flessione	non applicabile.
- Temperatura di decomposizione	150 ° C della resina.
- Proprietà esplosive	nessuna
- Solubilità	insolubile in acqua e solventi
10. Stabilità e reazioni Prodotto inerte. Nessuna misura precauzionale	
11. Informazioni tossicologiche Prodotto non citotossico su cellule e tessuti umani (Norma ISO 10993) Può causare allergie a contatto con la pelle	
12. Informazioni ecologiche	

Scheda di Sicurezza Opticore Post Traslucent

Prodotto innocuo
13. Rifiuti Non è rifiuto speciale
14. Informazioni sul trasporto Trasporto non pericoloso, ne è consentita la spedizione per pacco postale
15. Informazioni sulla regolamentazione Nessuna
16. Altre informazioni I dati forniti sono conformi alle norme vigenti. I dati sono desunti dalle conoscenze attuali